

Link do produktu: <https://5e.previewsite.pl/tasma-kinezyjologiczna-speed-w-kolorze-niebieskim-p-11.html>



Taśma kinezyjologiczna Speed w kolorze niebieskim

Cena **20,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

SPEED TAPE | Klasyczna Bawełna - Kolor: NIEBIESKI

Fundament Twojej regeneracji i złoty standard w fizjoterapii.

Poznaj **SPEED TAPE w kolorze niebieskim** – flagowy produkt marki 5elementum, który łączy w sobie tradycyjną wiedzę o biomechanice z nowoczesną jakością wykonania. Kolor **niebieski** to nie tylko wybór estetyczny, ale element Twojej profesjonalnej prezentacji w gabinecie lub na boisku. Wykonany z najwyższej klasy, długowłóknistej bawełny, tejp ten został zaprojektowany tak, aby stać się Twoją „drugą skórą”.

Dlaczego warto wybrać SPEED TAPE w kolorze Niebieskim?

1. Naturalna Inteligencja Materiału:
2. Zastosowanie 100% naturalnej bawełny sprawia, że taśma posiada spłot niemal identyczny z parametrami ludzkiego naskórka. Elastyczność na poziomie 130-140% pozwala na pełną swobodę ruchu, jednocześnie stymulując receptory czucia głębokiego, co przyspiesza powrót do pełnej sprawności.
3. System Oddychającej Sinusoidy:
4. Medyczny klej akrylowy jest nanoszony na taśmę w formie falistych linii. Dzięki temu skóra pod aplikacją może swobodnie oddychać, co minimalizuje ryzyko podrażnień i pozwala na noszenie tejpa przez wiele dni, nawet w trakcie intensywnego użytkowania.
5. Hipoalergiczna Formuła:
6. SPEED TAPE w kolorze niebieskim jest całkowicie wolny od lateksu i substancji leczniczych. Jest bezpieczny dla alergików, seniorów o cienkiej skórze oraz dzieci, co czyni go najbardziej uniwersalnym wyborem w Twojej apteczce czy gabinecie.

Specyfikacja Techniczna (Karta Produktu):

Parametr	Opis
Seria	SPEED TAPE (Klasyczna Bawełna)
Kolor	Niebieski
Materiał	100% Bawełna klasy Premium
Elastyczność	do 140%
Klej	Medyczny akryl (bezlateksowy)

Wymiary	5 cm x 5 m (rolka standardowa)
---------	--------------------------------

Dla kogo jest ten tejp?

Tejp bawełniany w odcieniu **niebieskim** doskonale sprawdzi się w szerokim spektrum zastosowań:

- **W fizjoterapii:** Idealny do stabilizacji stawów, korekcji postawy oraz redukcji napięć mięśniowych (np. w bólach kręgosłupa).
- **Dla osób pracujących przy biurze:** Skutecznie odciąża kark i lędźwia, niwelując skutki długotrwałego siedzenia.
- **Dla sportowców amatorów:** Niezastąpiony przy bólach kolan, przeciążeniach łydki czy stabilizacji stawu skokowego po lekkim skręceniu.
- **W procesach obrzękowych:** Delikatnie unosi naskórek, ułatwiając krążenie limfy i redukując zastoje.

Jak dbać o aplikację w kolorze niebieskim?

Aby kolor **niebieski** cieszył oko, a taśma trzymała się jak najdłużej:

1. Nakładaj na suchą, odtłuszczoną i wydepilowaną skórę.
2. Po naklejeniu pocieraj taśmę energicznie, aby aktywować klej termiczny.
3. Po kąpieli osuszaj taśmę delikatnie, dotykając ją ręcznikiem (nie pocieraj!).

Tabela rozmiarów

Kod produktu:	5EL-80-026785-00
Materiał:	Bawełna
Gramatura:	160 g/m ²
Wymiar:	5cm x 5m
Kolor:	Czarny
Opakowanie:	1 sztuka